

Composi-Tight[®]

3DFusion

Sectional Matrix System



Garrison

Dental Solutions

Composi-Tight® 3DFusion™ OBROČKI

Enostavno in hitro do optimalnih kontaktnih točk.

SAMO PRI
GARRISONU!



Premolarni obroček

FX400-1 105,00 €

1 kos/pak

FX400 201,00 €

2 kos/pak



Molarni obroček

FX500-1 105,00 €

1 kos/pak

FX500 201,00 €

2 kos/pak



Obroček za zelo široke kavitete

FX600-1 105,00 €

1 kos/pak

FX600 201,00 €

2 kos/pak

Dolga življenjska doba obročkov.



Ultra-Grip retencijski podaljški preprečujejo zdrs obročka.

Toga bela plastika loči zobe interproksimalno.

Mehki silikon z izboljšano anatomijo optimalno prilagodijo matrico zebu.

Prvi obroček s posebej širokim silikonskim delom za zelo široke kavitete.

Poglejte si
kratek video



Vstavite matrico.



Vstavite zagozdo.



Namestite obroček.

Composi-Tight® 3DFusion™

Full Curve Non-Stick Matrices

- Debelina matrice 0,038mm.
- Teflonski premaz proti sprijemanju.
- 5 idealnih mer.
- Barvno razločevanje.
- Full curve sistem za popolno prilagajanje zobu.
- Jeziček za lažjo vstavitev.



Set 210 matric, asortiran

FXB02 242,00 €
Prihranek **28€!**

	premolariji	premolariji z globoko cervikalno preparacijo	premolariji in majhni molariji	molariji	visoki kočniki s cervikalno preparacijo
Debelina 0,038 mm					
Koda	FX100-M	FX150-M	FX175-M	FX200-M	FX300-M
Višina	4,4 mm	6,0 mm	5,6 mm	6,6 mm	8,7 mm
Količina	50/kos.	30/kos.	50/kos.	50/kos.	30/kos.
Cena	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €



*Poglejte si
kratek video*



FX-KFF-00
473,00 €

VSEBINA

OPIS



1 moder obroč



1 oranžen obroč



1 zeleni obroč



80 zagozd v vseh 4 velikostih



70 matric v vseh 5 velikostih



1 klešče za namestitev obročev

Composi-Tight® 3DFusion™

Firm Matrix Bands

- 70% bolj čvrste.
- Debelina 0,038mm.
- 5 idealnih mer.
- Jeziček za lažjo vstavitev.



Set 150 matric, asortiran

FXHB05 129,00 €
Prihranek 27€!



NOVO!

debelina
0,038mm

	premolariji	premolariji z globoko cervikalno preparacijo	premolariji in majhni molariji	molariji	visoki kočniki s cervikalno preparacijo
Debelina 0,038 mm					
Koda	FXH100-M	FXH150-M	FXH175-M	FXH200-M	FXH300-M
Višina	4,3 mm	5,9 mm	5,3 mm	6,1 mm	7,7 mm
Količina	50/kos.	50/kos.	50/kos.	50/kos.	50/kos.
Cena	52,00 €	52,00 €	52,00 €	52,00 €	52,00 €



Poglejte si kratek video



FX-HHF-00
462,00 €

VSEBINA

OPIS



1 moder obroč



1 oranžen obroč



1 zeleni obroč



80 zagozd v vseh 4 velikostih



70 togih matric v vseh 5 velikostih



1 klešče za namestitev obročev

Fusion Anterior Matrix System

Idealne za kavitete III. in IV. razreda v anteriornem sektorju

- Dve različni višini.
- Debelina 0,038 mm (tanjše od klasičnih trakov).
- Anatomsko prileganje naravni obliki zoba.
- Idealna krivulja zagozd.



Komplet **ANK01**

- 50x višje matrice (višina 10,4mm)
- 50x nižje matric (višina 8,6mm)
- 100x zagozde (po 25 od vsake velikosti)

**PROMO
CENA**

140,00 €

MATRICE [50 kos/pak]

AN100-M	Višina 8,6mm	53,00 €
AN200-M	Višina 10,4mm	53,00 €

ZAGOZDE

ANK4-M	200 kos mešano	86,00 €
ANYL-M	50 kos rumene	27,00 €
ANBL-M	50 kos modre	27,00 €
ANOR-M	50 kos oranžne	27,00 €
ANGR-M	50 kos zelene	27,00 €



*Poglejte si
kratek video*



BlueView VariStrip™



VariStrip™

VS02 77,00 €
50 kos/pak

VS01 102,00 €
100 kos/pak

Revolucionarna anteriorna matrica

Oblikovanje: Optimalna konturirana oblika poliestrske matrice, idealna za vse sprednje restavracije, debeline 0,05mm.

Spremenljiva višina: od 6 mm do 10 mm zagotavlja ustrezno višino za vse sprednje zobe.

Modra barva: Poudari kontrast med matrico in strukturo zoba, ne da bi vplivala na polimerizacijo kompozita.


SlickBands™

Tofflemire-style



Matrica za dvig
cervikalne stopnje

Matrica za koronarno oblikovanje roba zaradi svoje spremenljive višine omogoča optimalno gingivalno prilagoditev in oblikovanje robnega območja. Zahvaljujoč nelepljivi tehnologiji se matrica po uporabi zlahka odstrani.




Normales Tofflemire Band

Margin Elevation Band

Margin Elevation Band

SMT500H10-M 49,00 €

50 kos/pak



Intra-oral Adjustment/Polishing
for Zirconia and Lithium Disilicate

Diamantne polirne gumice omogočajo enostavno in varno dodelavo ter poliranje cirkonija in litijevega disilikata, saj zmanjšajo možnost mikrolomov in krušenja.



Komplet **FPZK01-X**

- 2 polirni gumici za grobo oblikovanje
- 3 polirne gumice za dodelavo in predpoliranje
- 3 polirne gumice za poliranje

183,00 €

Komplet eZr FPZK01-X

Poglejte si
kratek video



*Poglejte si
kratek video*



Zavrti! Z vrtenjem barvnega okroglega nosilca regulirate ukrivljenost trakov Fitstrip™; samodejna blokada.

Udoben ročaj! Ročaj Fitstrip™ je udoben in se enostavno privije, zato je boljši za zobozdravnika in udobnejši za pacienta.



Primerni za maraton! Trakovi Fitstrip™ so zelo odporni in trajni. Tudi po več ciklih v avtoklavu so abrazivni in primerni za uporabo

Diamantni polirni trakovi za interproksimalno redukcijo



Koda	Opis	Cena
FPSK04	10 trakov (po 1 enostranski in po 1 dvostranski od vsake grobsti) 2 ročaja 1 IPR merilec	170,00€
FPSK05	10 trakov (po 2 dvostranska od vsake debeline) 2 ročaja 1 IPR merilec	170,00€
FPSK01	4 enostranski trakovi (po 1 od vsake grobsti) 4 dvostranski trakovi (po 1 od vsake grobsti) 2 ročaja 2 separirni žagjici	164,00€

Subgingivalni polirni trakovi

Koda	Opis	Cena
FPSK07	Subgingivalni obojestranski trakovi (3x super fine, 3x fine, 3x medium, 1x separirna žagica)	164,00€
FPSK08	Subgingivalni polirni trakovi (2x super fine, 2x fine, 1x medium, 1x separirna žagica, 4x enostranski trakovi debelin 0,08/0,10/0,14/0,18 mm)	164,00€



Nastavki po posameznih dimenzijah

(pakiranja po 4 kom)

75,00€/pakiranje

	Enostranski	Dvostranski
Srednje debeline 46 mikronov	/	FPSTMDS-4 0,40mm
Srednje debeline 46 mikronov	/	FPSXTMDS-4 0,50mm
Ultra tanki 15 mikronov	FPSGXFSS-4 0,08mm	/
Tanki 30 mikronov	FPSGFSS-4 0,18mm	/
Srednje debeline 46 mikronov	FPSGMSS-4 0,13mm	/
Ultra tanki 15 mikronov	FPSXFSS-4 0,08mm	FPSXFDS-4 0,11mm
Tanki 30 mikronov	FPSFSS-4 0,10mm	FPSFDS-4 0,15mm
Srednje debeline 46 mikronov	FPSMSS-4 0,13mm	FPSMDS-4 0,21mm
Grobi 90 mikronov	FPSCSS-4 0,18mm	FPSCDS-4 0,30mm
Separirna žagica	FPSSAW-4 0,05mm	

Vse cene so brez DDV-ja.



Medimpeks d.o.o.
Vrtojbenska cesta 19a
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija
T. +386 820 53544
M. info@medimpeks.si

Garrison
Dental Solutions

@peter.persoglia